


# 今回自作した顕微鏡構成:



STC-MB202PCL センテック

MXA20696 ニコン


HLV2-22SW CCS

SLB-10-50P シグマ光機


YS-0134H 八洲光学

30 x 30 94%反射率 (有)M&G北出


CFI LU Plan FLUOR EPI 20x (ニコン)



# この顕微鏡で観察した画像:



一般顕微鏡の撮像  
(全体的にフラット)



微分干渉顕微鏡の撮像  
(横エッジ部浮かび上がる)  
(縦エッジ部変わらない、  
ノマルスキープリズムの  
シア方向に感度が無いため)

